



PRISMA CAT

Instruments pour la Chirurgie

Automate de lavage à ultrasons

Lavage, irrigation, séchage



440, rue Barthélémy Thimonnier

69530 BRIGNAIS

Tél : 09 72 31 12 19 Fax : 04 72 56 16 32

prismacat@free.fr



PRISMA CAT

Instruments pour la Chirurgie



35 minutes pour
nettoyer, rincer, sécher,
6 pièces à main

- Dispositif de pompage et contrôle de niveau des produits
- Irrigation interne des instruments
- Séchage interne et externe
- traçabilité

2 possibilités
d'implantation :

- Meuble
- encastrable



Dynasept

Laveur-Désinfecteur

EN ISO 15883-1 (dispositif médical classe IIb)



PRISMA CAT

Instruments pour la Chirurgie



Modèle encastrable



Panier d'irrigation 12 instruments



Commandes et contrôles

- Automate haute performance
- Programme avec ou sans irrigation

Possibilité de

- Séchage
- Chauffage
- Traçabilité



Modèle de table



SNC Clinic

Automate de pré-lavage ou lavage complet avec irrigation