

Contre-angles EX

ISO Type E - Spray Externe

1 : 1 Retransmet la vitesse du moteur



MODELE **FPB-EC** REF. **Y110-158**
• Pour fraise CA (ø2,35) • Système Clean Head
• Bouton poussoir



MODELE **NAC-EC** REF. **Y110-148**
• Pour fraise CA (ø2,35) • Système baïonnette
• Maxi. 25 000 t/mn-1



MODELE **BB-EC** REF. **Y110-159**
• Pour fraise CA (ø2,35) • Système baïonnette
• Maxi. 40 000 t/mn-1



MODELE **NBBW-EC** REF. **Y110-160**
• Pour fraise CA (ø2,35) • Système baïonnette
• Embout de spray fixé



MODELE **NM-EC** REF. **Y110-161**
• Tête miniature • Système baïonnette
• Pour fraise CA courte (ø2,35) • Maxi. 30 000 t/mn-




MODELE **FFB-EC** REF. **Y110-162**
• Pour fraise FG (ø1,60) • Système Clean Head
• Bouton poussoir



MODELE **NRS2-EC** REF. **Y110-163**
• Pour fraise CA (ø2,35) • Système Clean Head
• Bouton poussoir



MODELE **Bague de Spray** REF. **C032-701**
• Pour NAC, BB, FPB, FFB. (option)



MODELE **Bague de Spray** REF. **C039-701**
• Pour NM. (option)



Tous les contre-angles et moteurs à air sont stérilisables en autoclave à 135°C.

Contre-angles EX

ISO Type E - Spray Externe

1 : 5 Contre-angle haute vitesse



MODELE **Ti95EX** REF. **C487**
• Corps en Titane • Pour fraise FG (ø1,60)
• Maxi. 200 000 t/mn-1 • Roulements céramique
• Bouton poussoir • Système Clean Head

Contre-angles pour Prophylaxie

1 : 1 Retransmet la vitesse du moteur



MODELE **AR-EC (S)** REF. **Y110-164**
• Pour cupules et brossettes à visser



MODELE **AR-EC (K)** REF. **Y110-165**
• Pour cupules à clipper



Ti95EX peut être lavé dans le thermodésinfecteur.



4 Spray

Contre-angles EX pour l'Endodontie

ISO Type E - Spray Externe

64 : 1 Réducteur



MODELE **MP-ER64** REF. **Y110-142**
• Tête Miniature • Pour limes mécaniques
• Rotation 360° • Bouton poussoir



MODELE **MPA-ER64** REF. **Y110-144**
• Avec localisateur d'Apex (limes longues)
• Tête Miniature • Pour limes mécaniques
• Rotation 360° • Bouton poussoir




MODELE **MPAS-ER64** REF. **Y110-146**
• Avec localisateur d'Apex (limes courtes)
• Tête Miniature • Pour limes mécaniques
• Rotation 360° • Bouton poussoir

100 : 1 Réducteur



MODELE **NRS2-ER10** REF. **Y110-143**
• Pour limes mécaniques • Rotation 360°
• Système Clean Head • Bouton poussoir
• 10:1 réduction par le corps
• 10:1 réduction par la tête



MODELE **TEP-ER10** REF. **Y110-145**
• Pour limes mécaniques • mouvt. alternatif 90°
• Bouton poussoir



MODELE **Bague de Spray** REF. **C039-701**
• Pour NM. (option)



Tous les contre-angles et moteurs à air sont stérilisables en autoclave à 135°C.

Pièces à main EX

ISO Type E - Spray Externe

1 : 1 Retransmet la vitesse du moteur



MODELE **EX-6B** REF. **H260**
• Pour fraises PM (ø2,35) • Système Clean Head



MODELE **EX-6D** REF. **H267**
• Pour fraises PM (ø2,35) • Système Clean Head

4 : 1 Réducteur



MODELE **EX-5B** REF. **H262**
• Pour fraises PM (ø2,35) • Système Clean Head



La bague de maintien

La nouvelle bague triangulaire de maintien de l'instrument procure un meilleur confort durant les soins.



MODELE **Bague de Spray** REF. **H119-711**
• Pour EX-6B, EX-5B. (option)

EX-203C Moteur à Air, Set

ISO Type E - Spray Externe



MODELE **EX-203C M4 Set** REF. **Y160-020**
• Midwest 4 voies

MODELE **EX-203C B2 Set** REF. **Y160-021**
• Borden 2 voies

Set :

- Moteur à air EX-203C
- Pièce à main EX-6B
- Contre-angle NAC-EC



Tous les contre-angles et moteurs à air sont stérilisables en autoclave à 135°C.

Corps de Contre-angles EX & Moteurs

ISO Type E - Spray Externe

Corps de contre-angles



MODELE **CE** REF. **C039-008**
• 1:1 Retransmet la vitesse



MODELE **ER4** REF. **C634**
• 4:1 Réducteur



MODELE **ER10** REF. **C635**
• 10:1 Réducteur



MODELE **ER16** REF. **C636**
• 16:1 Réducteur



MODELE **ER64** REF. **C637**
• 64:1 Réducteur

Moteurs à air



MODELE **EX-203C M4** REF. **M195**
• 1:1 Direct • Midwest 4 voies
• Vitesse maxi. 22 000 t/mn-1



MODELE **EX-203C B2** REF. **M194**
• 1:1 Direct • Borden 2 voies
• Vitesse maxi. 22 000 t/mn-1

NAKANISHI INC. 
www.nsk-inc.com

700 Shimohinata Kanuma-shi
Tochigi 322-8666
Japan

TEL : +81 (0)289-64-3380
FAX : +49 (0)289-62-5636

NSK FRANCE SAS

19 avenue de Villiers
75017 Paris
France

TEL : +33 01 56 79 59 80
FAX : +33 01 56 79 59 81

Les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.



Tous les contre-angles et moteurs à air sont stérilisables en autoclave à 135°C.

NSK

CONTRE ANGLES & PIECES A MAIN
ISO TYPE E SPRAY EXTERNE

Série EX

Interchangeable et abordable



Têtes de Contre-angles Série EX

ISO Type E - Spray Externe

Têtes pour les Applications Générales



MODELE **FPB-Y** REF. **C875**
• Pour fraises CA (ø2,35)
• Système Clean Head
• Bouton poussoir
• Maxi. 40 000 t/mn-1



MODELE **NAC-Y** REF. **C032-002**
• Pour fraises CA (ø2,35)
• Système baïonnette
• Maxi. 25 000 t/mn-1



MODELE **BB-Y** REF. **C037**
• Pour fraises CA (ø2,35)
• Système baïonnette
• Maxi. 40 000 t/mn-1



MODELE **NBBW-Y** REF. **C211**
• Pour fraises CA (ø2,35)
• Système baïonnette
• Embout de spray fixé
• Maxi. 40 000 t/mn-1



MODELE **NM-Y** REF. **C247**
• Tête miniature
• Système baïonnette
• Pour fraises CA courtes (ø2,35)
• Maxi. 30 000 t/mn-1



MODELE **FFB-Y** REF. **C884**
• Pour fraises FG (ø1,60)
• Système Clean Head
• Bouton poussoir
• Maxi. 40 000 t/mn-1



MODELE **NRS2-Y** REF. **C549**
• 10:1 Réducteur
• Pour fraises CA (ø2,35)
• Système Clean Head
• Bouton poussoir
• Maxi. 40 000 t/mn-1

Têtes pour la Prophylaxie



MODELE **AR-Y (S)** REF. **C187**
• Pour cupules et brosses à vis
• Maxi. 4 000 t/mn-1



MODELE **AR-Y (K)** REF. **C188**
• cupules à clipper
• Maxi. 4 000 t/mn-1



MODELE **EVA-Y** REF. **C235**
• Pour pointes interdentaires Eva
• Maxi. 10 000 t/mn-1

Têtes pour l'Endodontie



MODELE **MP-Y** REF. **C547**
• Tête miniature
• Bouton poussoir
• Maxi. 20 000 t/mn-1



MODELE **MPA-Y** REF. **C548**
• Avec localisateur d'Apex (limes longues) • Tête miniature
• Bouton poussoir
• Maxi. 20 000 t/mn-1



MODELE **MPAS-Y** REF. **C882**
• Avec localisateur d'Apex (limes courtes) • Tête miniature
• Bouton poussoir
• Maxi. 20 000 t/mn-1



MODELE **TEQ-Y** REF. **C849-001**
• movt. alternatif 90°
• Pour limes mécaniques (ø2,35)
• Bouton poussoir
• Maxi. 3 000 t/mn-1



MODELE **TEP-Y** REF. **C837-001**
• movt. alternatif 90°
• Pour limes manuelles
• Bouton poussoir
• Maxi. 3 000 t/mn-1



Tous les contre-angles et moteurs à air sont stérilisables en autoclave à 135°C.

Powerful Partners